

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tgif1 폴리클로날 항체 - Q15583

품목 번호: CM0019902



소개

인간 TGIF1 (SWISS: Q15583)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 전사 조절 및 발생 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TGIF1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPE4; TGIF; TGIF1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7050
GeneID	7050
면역원(Immunogen)	인간 TGIF1 (NP_733796.2)의 아미노산 250-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15583
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)