

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tgm3 폴리클로날 항체 - Q08188

품목 번호: CM0026877



소개

인간 TGM3(Transglutaminase 3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 내인성 TGM3 단백질(~77 kDa)을 검출합니다. 인간 및 마우스 TGM3와 교차 반응합니다. 각질화 및 피부 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGM3 Rabbit pAb
비고/별칭	TGE; UHS2; TGM3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7053
유전자 ID	7053
면역원(Immunogen)	인간 TGM3 (NP_003236.3)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q08188
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)