

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tgm3 토끼 다클로날 항체 - Q08188

품목 번호: CM0021739



소개

인간 TGM3 (Transglutaminase 3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와의 교차 반응성이 있습니다. 각질세포 분화, 각질화 포락(cornified envelope) 형성 및 모낭 경화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGM3 Rabbit pAb
비고/별칭	TGM3; TGE; UHS2; transglutaminase 3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7053
면역원	인간 TGM3 (NP_003236.3)의 아미노산 291-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q08188
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백(Ice bag)