

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tgm5 폴리클로날 항체 - O43548

품목 번호: CM0026722

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 TGM5(Transglutaminase 5)에 대한 고친화성 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플의 가교 연결 및 각질화된 외피(envelope) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGM5 Rabbit pAb
비고/별칭	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9333
GeneID	9333
면역원(Immunogen)	인간 TGM5 (NP_963925.2)의 아미노산 461-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43548
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩(Ice bag)