


Anti-Tgn46/Tgoln2 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43493

품목 번호: CM0003870



소개

인간 TGN46 (TGOLN2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 트랜스-골지 네트워크 막 트래피킹 및 세포 소기관 마커 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TGN46/TGOLN2 Rabbit mAb
비고/별칭	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTGN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10618
유전자 ID	10618
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 TGN46/TGOLN2 (O43493)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O43493
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)