


Anti-Tgn46/Tgoln2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43493

품목 번호: CM0019293



소개

인체 TGN46/TGOLN2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 막 수송 조절에 관여하는 핵심 트랜스-골지 네트워크(trans-Golgi network) 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGN46/TGOLN2 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
종	인체
유전자 ID (인체)	10618
면역원	인체 TGN46/TGOLN2(NP_006455.2)의 아미노산 323-423 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	O43493
단백질 무게	46kDa
배송	아이스팩