

Anti-Tgs1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Rs0

품목 번호: CM0030502



소개

Anti-TGS1 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 TGS1과 반응하며, 이는 snRNA 캡 과메틸화 및 카할 소체 형성에 관여하는 트라이메틸구아노신 합성효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TGS1 Rabbit pAb
비고/별칭	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
종	인간
GeneID (인간)	96764
GeneID	96764
면역원	인간 TGS1 (NP_079107.6)의 아미노산 714-853에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96RS0
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백