

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Thada 토끼 다클로날 항체 - Q6Yhu6

품목 번호: CM0025306



소개

인간 THADA(갑상선 선종 관련 단백질, GITA/ARMC13)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. tRNA 2'-O-메틸화 및 갑상선 선종 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THADA Rabbit pAb
비고/별칭	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
종	Human
Gene ID (Human)	63892
Gene ID	63892
면역원	인간 THADA (NP_071348.3)의 아미노산 1684-1953에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q6YHU6
단백질 분자량	220kDa
배송	아이스백