

Anti-Thap2 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - Q9H0W7

품목 번호: CM0030449



소개

인간 THAP2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. THAP2는 전사 조절 역할을 하는 아연 핑거 DNA 결합 단백질로, 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THAP2 토끼 pAb
비고/별칭	THAP2
종	인간
유전자ID (인간)	83591
유전자ID	83591
면역원	재조합 단백질: 인간 THAP2 (NP_113623.1)의 아미노산 83-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9H0W7
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩