

Ihc-P, Elisa용 Anti-Thbs1 폴리클로날 항체 - P07996

품목 번호: CM0022722



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되고, 마우스와의 교차 반응성을 갖는 Anti-THBS1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 혈관신생 및 염증에 관여하는 다기능 접착 당단백질인 129kDa 트롬보스폰딘-1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THBS1 토끼 pAb
비고/별칭	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
종	인간
GeneID (인간)	7057
GeneID	7057
면역원	합성 펩타이드 인간 THBS1 (NP_003237.2)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P07996
단백질 무게	129kDa
배송	아이스백