

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Thbs1 다클론 항체 - P07996

품목 번호: CM0020535



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 트롬보스폰딘-1 (THBS1) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원은 인간 THBS1의 아미노산 19-352에 해당합니다. 혈관신생, 염증 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THBS1 토끼 pAb
비고/별칭	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
종	인간
GeneID (인간)	7057
GeneID	7057
면역원	재조합 단백질; 인간 THBS1의 아미노산 19-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003237.2).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P07996
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩