

Wb용 항Thbs1 토끼 단클론 항체 - P07996

품목 번호: CM0010494



소개

WB, IP, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 항THBS1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 THBS1(UniProt P07996)을 검출합니다. 염증, 혈관신생 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THBS1 토끼 mAb
비고/별칭	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1
종	인간
유전자ID (인간)	7057
유전자ID	7057
면역원	인간 THBS1 아미노산 19-34에 상응하는 합성 펩티드 (NP_003237.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07996
단백질 분자량	129 kDa/120 kDa
배송 방식	아이스백