

Anti-Themis2 폴리클론항체, Wb, Elisa 용 - Q5Tej8

품목 번호: CM0013995

소개

THEMIS2 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 대식세포 염증 반응 및 B 세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	THEMIS2 Rabbit pAb
비고/별칭	ICB1; ICB-1; Clorf38; THEMIS2
종	인간
GeneID (인간)	9473
GeneID	9473
면역원	인간 THEMIS2 (NP_004839.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5TEJ8
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스팩