


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-티오레독신 1(Trx1/Txn) 단일클론 항체 - P10599

품목 번호: CM0011640



소개

인간 티오레독신 1(Trx1/TXN)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 산화환원 조절, 세포사멸 및 전사 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	티오레독신 1(Trx1/TXN) 토끼 mAb
비고/별칭	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; 티오레독신 1(Trx1/TXN)
종	인간
GeneID (인간)	7295
GeneID	7295
면역원	합성 펩타이드 인간 티오레독신 1(Trx1/TXN)(P10599)의 아미노산 26-105 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P10599
단백질 분자량	12 kDa
배송	아이스팩