


Anti-Thioredoxin 1 (Trx1/Txn) Rabbit Polyclonal Antibody - P10599

품목 번호: CM0028863



소개

인간 Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)을 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 산화 환원 신호 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Thioredoxin 1 (Trx1/TXN) Rabbit pAb
비고/별칭	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7295
GeneID	7295
면역원(Immunogen)	Synthetic peptide
원천(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P10599
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	Ice bag