


Anti-Thioredoxin 2 (Txn2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99757

품목 번호: CM0008902



소개

Thioredoxin 2 (TXN2) 토끼 단일클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 활성산소종 항상성 및 세포사멸 연구에 필수적입니다. IVD 응용 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2) Rabbit mAb
비고/별칭	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2)
종	인간
유전자 ID (인간)	25828
유전자 ID	25828
면역원	인간 TXN2 (Q99757)의 아미노산 67-166에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99757
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백