

Anti-Thioredoxin Reductase 2 (Txnrd2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

품목 번호: CM0029125

소개

인간 Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)를 표적으로 하는 재조합 기반 토끼 다클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 미토콘드리아 산화환원 항상성 및 ROS 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                                                         |
| 제품명                      | Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2) Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2)                    |
| 종(Species)               | Human                                                                                     |
| GeneID (Human)           | 10587                                                                                     |
| GeneID                   | 10587                                                                                     |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 Thioredoxin reductase 2 (TXNRD2) (NP_006431.2)의 아미노산 100-310에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                                                    |
| 카테고리                     | Polyclonal Antibodies                                                                     |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                  |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse                                                                              |
| SWISS                    | Q9NNW7                                                                                    |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 57kDa                                                                                     |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                                                      |