

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 티오황산 황전이효소(Tst) 토끼 다클론 항체 - Q16762

품목 번호: CM0017286



소개

인간 TST(티오황산 황전이효소/로다네스)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합합니다. 시안화물 해독 및 미토콘드리아 유입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TST 토끼 pAb
비고/별칭	RDS, TST
종	인간
유전자 ID (인간)	7263
면역원	인간 TST(NP_003303.2)의 아미노산 1-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16762
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩