

Anti-Thnsl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Iyq7

품목 번호: CM0021843

소개

THNSL1 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 아세틸화 및 단백질체학 연구에서 쓰레오닌 합성효소 유사체 1(THNSL1) 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	THNSL1 Rabbit pAb
비고/별칭	TSH1; THNSL1
종	인간
GeneID	79896
면역원	인간 THNSL1 (NP_079114.3)의 아미노산 534-743에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IYQ7
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백