


Wb 및 Elisa용 Anti-Thoc2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Ni27

품목 번호: CM0023460



소개

인간 THOC2에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 반응. mRNA 수출 연구 및 IVD 분석 개발에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THOC2 Rabbit pAb
비고/별칭	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dJ506G2.1, THOC2
종	인간
GeneID (인간)	57187
GeneID	57187
면역원	인간 THOC2 (NP_001075019.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NI27
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스백