


Wb, Elisa용 Anti-Thoc3 폴리클로날 항체 - Q96J01

품목 번호: CM0013572



소개

mRNA 수출에 관여하는 TREX 복합체의 구성 요소인 THOC3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. mRNA 처리 및 핵 수출 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THOC3 Rabbit pAb
비고/별칭	THO3; hTREX45; THOC3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	84321
GeneID	84321
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q96J01
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백