


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Thoc4/Alyref 다클론 항체 - Q86V81

품목 번호: CM0030835



소개

THOC4/ALYREF 토끼 pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. mRNA 추출 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THOC4/ALYREF 토끼 pAb
비고/별칭	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
종	인간
유전자 ID	10189
면역원	인간 THOC4/ALYREF (NP_005773.3) 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86V81
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백