


Wb용 Anti-Thoc6 다클론 항체 - Q86W42

품목 번호: CM0019183



소개

Western blot 및 ELISA용 인간

THOC6(WDR58/fSAP35)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다.

mRNA 가공 및 핵외 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THOC6 토끼 pAb
비고/별칭	WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6
종	인간
유전자 ID	79228
면역원	인간 THOC6(NP_077315.2)의 아미노산 50~150번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86W42
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩