


Wb, Elisa용 항Thoc7 다클론 항체 - Q6I9Y2

품목 번호: CM0017650



소개

THOC7에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. mRNA 수출 및 TREX 복합체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THOC7 토끼 pAb
비고/별칭	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
종	인간
유전자 ID	80145
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6I9Y2
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩