


Wb, Elisa용 항Thop1 토끼 다클론 항체 - P52888

품목 번호: CM0030867



소개

인간 THOP1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신경펩타이드 대사와 아밀로이드 베타 분해에 관여하는 79kDa 싸이메트 올리고펩티다아제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THOP1 토끼 pAb
비고/별칭	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1
종	인간
유전자 ID (인간)	7064
유전자 ID	7064
면역원	인간 THOP1 (NP_003240.1)의 아미노산 1-260번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52888
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백