


Anti-Thpo 폴리클론항체 For Wb, Elisa - P40225

품목 번호: CM0019673



소개

THPO Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체로, 사람, 마우스 및 래트 THPO를 인식합니다. 약 38 kDa 단백질을 검출하며, 혈소판생성, 혈소판 조절 및 거대핵세포 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THPO Rabbit pAb
비고/별칭	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
종	사람
GeneID (Human)	7066
GeneID	7066
면역원	사람 THPO (NP_001171068.1)의 아미노산 22-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P40225
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백