

Wb용 Anti-Thrap3 폴리클로날 항체 - Q9Y2W1

품목 번호: CM0029955

소개

THRAP3 (TRAP150)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 전구 mRNA 스플라이싱, mRNA 분해 및 생체 리듬 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THRAP3 Rabbit pAb
비고/별칭	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9967
유전자 ID	9967
면역원(Immunogen)	인간 THRAP3 (NP_005110.2)의 아미노산 340-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y2W1
단백질 분자량	109kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)