

Wb 및 Elisa용 항-트롬복산 합성효소 토끼 단일클론 항체 - P24557

품목 번호: CM0008345

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 트롬복산 합성효소(TXAS/CYP5A1) 대상 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응하며, 트롬복산 신호 전달 및 혈소판 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	트롬복산 합성효소 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; 트롬복산 합성효소
종	인간
유전자 ID (인간)	6916
유전자 ID	6916
면역원	합성 펩타이드 / 인간 트롬복산 합성효소(P24557)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P24557
단백질 무게	61kDa
배송	아이스팩