

Anti-Thromboxane Synthase Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

품목 번호: CM0023216

소개

Thromboxane synthase Rabbit Polyclonal Antibody (P24557)는 사람, 마우스, 랫트의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 트롬복산 A2 합성, 혈소판 응집 및 혈관 수축 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Thromboxane synthase Rabbit pAb
비고/별칭	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Thromboxane synthase
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6916
GeneID	6916
면역원	사람 트롬복산 합성효소 (NP_001052.2)의 아미노산 355-534에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P24557
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백