

Wb, If/Icc, Elisa용 항Thrsp 토끼 다클론 항체 - Q92748

품목 번호: CM0029423

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 THRSP 토끼 다클론 항체는 갑상선 호르몬 유도성 간 단백질을 검출합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 지방생성 및 전사 연구에 필수적인 도구입니다. Q92748.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	THRSP 토끼 pAb
비고/별칭	S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP
종	사람
유전자 ID (사람)	7069
면역원	사람 THRSP(NP_003242.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q92748
단백질 분자량	17kDa
배송 방법	아이스 팩