


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Thymidine Kinase 1 폴리클로날 항체 - P04183

품목 번호: CM0026729



소개

사람, 마우스, 래트 반응성을 갖춰 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-Thymidine Kinase 1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 티미딘 키나제 1은 뉴클레오타이드 대사 및 프로드러그 활성화에 필수적인 세포 주기 조절 효소입니다. 암 및 세포 증식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Thymidine Kinase 1 Rabbit pAb
비고/별칭	TK2; Thymidine Kinase 1
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7083
면역원(Immunogen)	사람 Thymidine Kinase 1 (NP_003249.3)의 아미노산 15-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P04183
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)