


웨스턴 블롯 및 Elisa용 항 티미딘 키나아제 1 (Tk1) 토끼 단클론 항체 - P04183

품목 번호: CM0002438



소개

인간 티미딘 키나아제 1 (TK1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 뉴클레오티드 대사, 세포 주기 및 DNA 합성 연구에 유용합니다. 예상 분자량이 25 kDa인 세포질 효소를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	티미딘 키나아제 1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TK2; 티미딘 키나아제 1
종	인간
유전자 ID (인간)	7083
유전자 ID	7083
면역원	합성 펩티드 인간 티미딘 키나아제 1 (P04183)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04183
단백질 분자량	25kDa
배송 방법	아이스 팩