

Anti-Thymidylate Synthase (Tysy) 폴리클로날 항체, Ko 검증 완료 - P04818

품목 번호: CM0024110



소개

CamelBio는 인간 티미딜산 합성효소(TYSY)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체를 제공합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] TYSY Rabbit pAb
비고/별칭	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7298
GeneID	7298
면역원	인간 TYSY (NP_001062.1)의 아미노산 220-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P04818
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백