


If-P, Ihc-P, Elisa용 항-티로글로불린 토끼 단일클론 항체 - P01266

품목 번호: CM0005071



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 티로글로불린(~305 kDa)을 인식하며 면역형광(IF-P), 면역조직화학(IHC-P), ELISA 검증을 거쳤습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보여 갑상선 호르몬 생합성 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	티로글로불린 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	TGN; AITD3; Thyroglobulin
종	인간
GeneID (Human)	7038
GeneID	7038
면역원	인간 티로글로불린(P01266)의 아미노산 1000-1100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01266
단백질 분자량	305kDa
배송	아이스백