


## 갑상선 자극 호르몬(Tsh) 면역형광(If), 조직화학(Ihc-P), Elisa용 단일클론 항체 - P01215/P01222

품목 번호: CM0005430



### 소개

인간 갑상선 자극 호르몬(TSH) 알파 및 베타 아단위를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. IF, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 호르몬 신호 전달 및 뇌하수체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 갑상선 자극 호르몬 토끼 mAb                                                             |
| 비고/별칭       | HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB                       |
| 종           | 인간(Human)                                                                     |
| GeneID (인간) | 1081/7252                                                                     |
| GeneID      | 1081/7252                                                                     |
| 면역원         | 인간 CGA의 아미노산 27-116 및 인간 TSHB의 21-138에 해당하는 재조합 단백질 (NP_000726.1/NP_000540.2) |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                    |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                       |
| 응용          | IF-P, IHC-P, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                                     |
| SWISS       | P01215/P01222                                                                 |
| 단백질 분자량     | 13kDa/16kDa                                                                   |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                                                |