


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Tia1 다클론 항체 - P31483

품목 번호: CM0014057



소개

인간 TIA1 (P31483)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학, ELISA에 적합합니다. 인간 및 생쥐 TIA1을 검출합니다. 대체 스플라이싱, 스트레스 과립, 세포사멸 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIA1 토끼 pAb
비고/별칭	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
종	인간
유전자ID (인간)	7072
유전자ID	7072
면역원	합성 펩티드 인간 TIA1 (NP_071505.2)의 아미노산 287-386 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P31483
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백