


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tial1 다클론 항체 - Q01085

품목 번호: CM0025971



소개

TIAL1 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트에서 뉴클레올리신 TIAR을 검출합니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 대체 스플라이싱 및 스트레스 과립 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TIAL1 토끼 pAb
비고/별칭	TCBP; TIAR; TIAL1
종	인간
유전자 ID (인간)	7073
유전자 ID	7073
면역원	인간 TIAL1 (NP_003243.1)의 아미노산 266-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01085
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스백