


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tifa 단일클론 항체 - Q793I8

품목 번호: CM0011976



소개

WB, IHC-P, ELISA용 KO 검증된 anti-TIFA 토끼 단일클론 항체. NF- κ B 선천면역 신호전달에서 21 kDa 어댑터 단백질인 마우스 TIFA를 검출합니다. 감염 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] TIFA Rabbit mAb
비고/별칭	T2bp
종	마우스
GeneID (인간)	92610
GeneID (마우스)	211550
면역원	합성 펩타이드 마우스 TIFA (NP_001343359.1)의 아미노산 1-184 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q793I8
단백질 분자량	21 kDa
배송	아이스백