

Wb 및 Elisa용 Anti-Tifab 토끼 단일클론 항抗体 (Kd 검증됨) - Q6Znk6

품목 번호: CM0005554

소개

사람 TIFAB를 표적으로 하는 KD 검증된 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. TRAF6 신호화 및 NF-kappaB 경로 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] TIFAB 토끼 mAb
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	497189
유전자 ID	497189
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 TIFAB(NP_001092691.1)의 아미노산 62-161 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q6ZNK6
단백질 분자량	18KDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)