


## Wb, Elisa용 Anti-Tify10A 다클론 항체 - Q9Lma8

품목 번호: CM0019429



### 소개

TIFY10A 토끼 pAb(anti-JAZ1)는 애기장대(*Arabidopsis thaliana*)의 웨스턴 블로팅 및 ELISA용 다클론 항체입니다. 자스몬산 신호 전달 억제제를 표적으로 하며 핵에 위치합니다. 식물 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 값                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명    | TIFY10A 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭  | AtJAZ1; jasmonate-zim-domain protein 1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A |
| 종      | 애기장대( <i>Arabidopsis thaliana</i> )                               |
| GeneID | 838501                                                            |
| 면역원    | 애기장대 TIFY10A(NP_564075.1)의 154-253 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드          |
| 출처     | 토끼                                                                |
| 범주     | 다클론 항체                                                            |
| 응용 분야  | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성 | 애기장대( <i>Arabidopsis thaliana</i> )                               |
| SWISS  | Q9LMA8                                                            |
| 단백질 무게 | 28kDa                                                             |
| 배송     | 아이스팩                                                              |