

Wb 및 Elisa용 Anti-Tify11B 폴리클로날 항체 - Q9C9E3

품목 번호: CM0023558

소개

자스몬산 신호 억제 인자를 표적으로 하는 *Arabidopsis thaliana* TIFY11B (JAZ6) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 식물 방어 및 자스몬산 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIFY11B Rabbit pAb
비고/별칭	jasmonate-zim-domain protein 6; T10D10.8; T10D10_8; TIFY DOMAIN PROTEIN 11B; TIFY11B
종	<i>Arabidopsis thaliana</i> (애기장대)
GeneID	843577
면역원	<i>Arabidopsis thaliana</i> TIFY11B (NP_565043.1)의 아미노산 170-269 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9C9E3
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)