

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tigar 토끼 다클론 항체 - Q9Nq88

품목 번호: CM0020157



소개

TIGAR(TP53 유도 해당작용 및 세포사멸 조절인자)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 해당작용과 세포사멸을 조절하며 암, 스트레스 및 대사 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIGAR 토끼 pAb
비고/별칭	FR2BP; C12orf5; TIGAR
종	인간
유전자 ID (인간)	57103
유전자 ID	57103
면역원	인간 TIGAR(NP_065108.1)의 아미노산 100-200 영역에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NQ88
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩