

Wb 및 Elisa용 항토끼 Tigd1/Eeyore 다클론 항체 - Q96Mw7

품목 번호: CM0023003

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 항TIGD1 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵 DNA 결합 단백질인 TIGD1/Eeyore 단백질을 표적으로 합니다. 전이인자 유래 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIGD1 토끼 pAb
비고/별칭	EEYORE; TIGD1
종	인간
유전자 ID (인간)	200765
면역원	재조합 단백질 인간 TIGD1 (NP_663748.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96MW7
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백