


Wb, Elisa용 Anti-Tigit Rabbit Polyclonal Antibody - Q495A1

품목 번호: CM0025123



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 이 anti-TIGIT 토끼 폴리클론항체는 인간 TIGIT을 인식하며 마우스와 교차 반응합니다. 면역 체크포인트 연구 및 T-세포 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIGIT Rabbit pAb
비고/별칭	VSIG9; VSTM3; WUCAM
종	인간
GeneID (Human)	201633
면역원	인간 TIGIT (NP_776160.2)의 아미노산 22-141을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q495A1
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백