


Wb, Elisa용 항-Tigit 토끼 다클론 항체 - Q495A1

품목 번호: CM0022571



소개

인간 TIGIT(VSIG9, VSTM3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 생쥐 TIGIT와 교차 반응합니다. 면역 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIGIT 토끼 pAb
비고/별칭	VSIG9; VSTM3; WUCAM; TIGIT
종	인간
GeneID	201633 (인간)
면역원	인간 TIGIT(NP_776160.2)의 아미노산 167-244에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q495A1
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩