


항-Tim-1/Kim-1/Havcr 토끼 다클론 항체 - Q5Qns5

품목 번호: CM0023656



소개

생쥐 TIM-1/KIM-1/HAVCR을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 교차반응성을 나타냅니다. 33 kDa 단백질을 검출하며 신장 손상, T세포 이동 및 에페로시토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIM-1/KIM-1/HAVCR 토끼 pAb
비고/별칭	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
종	생쥐
유전자 ID	171283
면역원	생쥐 TIM-1/KIM-1/HAVCR (NP_599009.2)의 아미노산 22-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간
SWISS	Q5QNS5
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩