

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tim-3/Havcr2 토끼 단일클론 항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0009934



소개

인간 TIM-3/HAVCR2에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역관문 및 T세포 연구에 적합합니다. 33 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-TIM-3/HAVCR2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종	인간
GeneID (인간)	84868
GeneID	84868
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩