

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tim-3/Havcr2 토끼 다클론 항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0020107



소개

사람 TIM-3/HAVCR2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역관문 연구 및 T세포 탈진 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIM-3/HAVCR2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
종	사람
GeneID (사람)	84868
면역원	사람 TIM-3/HAVCR2의 아미노산 22-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_116171.3)
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩