

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tim23 토끼 단일클론 항체 - O14925

품목 번호: CM0008874

소개

WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 TIM23(TIMM23) 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 미토파지 연구에 사용됩니다. 22kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIM23 토끼 mAb
비고/별칭	TIM23
종	인간
GeneID (인간)	100287932
GeneID	100287932
면역원	인간 TIMM23(NP_006318.1)의 아미노산 7-72에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14925
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩