

Wb 및 Elisa용 항-Tim44 토끼 단일클론 항체 - O43615

품목 번호: CM0003420



소개

미토콘드리아 내막 수송체 서브유닛인 인간 TIM44에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, ELISA 검증 완료; 인간, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIM44 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	TIM44
종	인간
유전자 ID (인간)	10469
유전자 ID	10469
면역원	인간 TIM44(NP_006342.2)의 아미노산 10-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O43615
단백질 무게	51kDa
배송	아이스팩